

Promocja !!!



Autoklawy Medyczne klasy B, mobilne (na kółkach) w opcji WS nie wymagające podłączeń do wody i kanalizacji

- Autoklaw HSG-D o pojemności 85 L – **70 000 zł**
- Autoklaw HSG-D o pojemności 160 L – **110 000 zł**

- Autoklaw HSG-D-WS o pojemności 85 L (nie wymagający podłączeń) – **73 000 zł**
- Autoklaw HSG-D-WS o pojemności 160 L (nie wymagający podłączeń) – **115 000 zł**

(do podanych cen należy doliczyć podatek 8 % VAT)

Zapytania prosimy kierować do:

Wojciech Skrzyński

Adres email: w.skrzynski@sterimed.com.pl

Telefon: 603 067 311



MODEL	3870 HSG-D Pojemność 85L	5075 HSG-D Pojemność 160L	3870 HSG-WS-D Pojemność 85L	5075 HSG-WS-D Pojemność 160L
Dane techniczne				
Wymiary zewnętrzne (sz x gł x wys) mm	720 x 1180 x 1365	857 x 1286 x 1660	720 x 1180 x 1365	857 x 1286 x 1660
Wymiary komory (mm)	384 x 758	500 x 750	384 x 758	500 x 750
Komora	Wykonana ze stali 316 L, polerowana elektrolitycznie do efektu lustra	Wykonana ze stali 316 L, polerowana elektrolitycznie do efektu lustra	Wykonana ze stali 316 L, polerowana elektrolitycznie do efektu lustra	Wykonana ze stali 316 L, polerowana elektrolitycznie do efektu lustra
Obudowa	Wykonana ze stali nierdzewnej 304 L	Wykonana ze stali nierdzewnej 304 L	Wykonana ze stali nierdzewnej 304 L	Wykonana ze stali nierdzewnej 304 L
Sterylicator z wbudowanym zbiornikami na wodę, wodę demineralizowaną, kondensat	NIE	NIE	TAK	TAK
Pobór Mocy	9 kW	18 kW	9 kW	9 kW
Zasilanie	3 fazy	3 fazy	3 fazy	3 fazy
Temperatura procesów sterylizacji	105 - 138 °C	105 - 138 °C	105 - 138 °C	105 - 138 °C
Drzwi autoklawu	Otwierane automatycznie, Nie zasłaniają wyświetlacza po otwarciu, blokowanie pokrywy w 2 punktach	Otwierane automatycznie, Nie zasłaniają wyświetlacza po otwarciu, blokowanie pokrywy w 2 punktach	Otwierane automatycznie, Nie zasłaniają wyświetlacza po otwarciu, blokowanie pokrywy w 2 punktach	Otwierane automatycznie, Nie zasłaniają wyświetlacza po otwarciu, blokowanie pokrywy w 2 punktach
Blokady	Automatyczna blokada drzwi temperaturowa i ciśnieniowa	Automatyczna blokada drzwi temperaturowa i ciśnieniowa	Automatyczna blokada drzwi temperaturowa i ciśnieniowa	Automatyczna blokada drzwi temperaturowa i ciśnieniowa
Wbudowana drukarka	TAK	TAK	TAK	TAK
Programy do sterylizacji	5 programów sterylizacji, możliwość dodania 22 programów użytkownika, 2 programy testowe	5 programów sterylizacji, możliwość dodania 22 programów użytkownika, 2 programy testowe	5 programów sterylizacji, możliwość dodania 22 programów użytkownika, 2 programy testowe	5 programów sterylizacji, możliwość dodania 22 programów użytkownika, 2 programy testowe
Pamięć	Wbudowana pamięć 200 ostatnich cykli	Wbudowana pamięć 200 ostatnich cykli	Wbudowana pamięć 200 ostatnich cykli	Wbudowana pamięć 200 ostatnich cykli
Możliwość wykonania czynności walidacyjnych zgodnie z PN-EN 554	TAK	TAK	TAK	TAK
Waga	180 kg	366 kg	180 kg	366 kg
Inne			Wbudowany system oszczędzania wody chłodzącej	Wbudowany system oszczędzania wody chłodzącej

Wysokiej jakości autoklawy medyczne spełniają najsurowsze dyrektywy i standardy międzynarodowe. ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012, MDD 93/42/EEC, PED 97/23/EC, 2002/96/EC WEEE, 2002/95/EC RoHS, EN 285:2006+A2:2009, EN 13060:2004+A2:2100, EN61010-1:2010, EN 61326-1:2006, EN 61010-2-40:2005, EN 17665-1:2006, ANSI\AAMI-ST8:2008, ANSI\AAMI-ST55:2010